

Distillateur basic 4 litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1344,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Modèle économique conçu pour la distillation en continu et en toute confiance.
Facile à utiliser, il fonctionne en toute sécurité, grâce à son thermostat intégré.
Production 4 litres par heure, grâce à une résistance chromée d'une puissance de 3 KW.
Le bouilleur horizontal est réalisé en verre borosilicaté.

Caractéristiques :

- Conductivité du distillat: 3 à 4 mS/cm (eau courante)
- Température 25 à 30°C
- pH du Distillat: 5,5 à 6,0
- Dimensions 500 x 450 x 150 mm - 6 Kg
- Alimentation: 220 V 50/ 60 Hz / 3000 W

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.