

Dynamomètres tubulaires de précision



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 16,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Phylab propose une large gamme de dynamomètres de précision couvrant les gammes de 0,1 à 100 Newtons.

Les échelles parfaitement lisibles offrent une résolution de 2% et une parfaite linéarité.

Une vis positionnée sur la tête du dynamomètre permet l'ajustement du zéro.

Un code de couleur identifie chaque gamme.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.