


Dynamomètres à cadran



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 50,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cadran gradué Ø150 mm
Monté sur aimant Ø 45 mm
Ressort à spirales fixé sur poulie à roulement à bille
Vis moletée pour réglage du zéro
Dimensions : 160 x 95 mm
Poids unitaire: 0,175 kg
Emballage : individuel.

Avantages produit

Graduations de grandes dimensions pour une bonne visibilité.
Fixation simple sur aimant.

Exemples de TP correspondants

Mesure des forces et des moments.

Mesure du poids: Dynamomètres à cadran

Loi de Hooke.

La Gamme se décline :

Dynamomètre à cadran 1N sur aimant – MECA 110401

Dynamomètre à cadran 2N sur aimant – MECA 110402

Dynamomètre à cadran 5N sur aimant – MECA 110405

Dynamomètre à cadran 10N sur aimant – MECA 110410

Tableau disponible séparément

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.