

## Déminéralisateur complet par résine 2,5 l



### CARACTERISTIQUES :

- Volume résine 2,5 litres
- Débit MAX 60 L/H
- Pression entrée MAX 4 bars
- Température d'entrée MAX 40°C
- Hauteur 650 mm - Largeur 195 mm - Profondeur 130 mm

Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 1039,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

**VEOLIA WATER : l'expert global des cycles de l'eau pour l'industrie et le laboratoire.**

## EVOLUTIF

Simple cycle (par alimentation eau brute ou polissage osmoseur).

Double cycle possible (mise en place de deux AQUADI 250 en série pour une qualité optimale et constante de 10M?.cm

## SIMPLE À INSTALLER

Seule une arrivée d'eau brute (ou eau osmosée) est nécessaire. Le montage et démontage s'effectue par raccords rapides.

## PRATIQUE(\*)

Montage mural, suivi de saturation de la résine par coloration. Changement du consommable par vos soins à l'aide de la clé fournie.

Performances :

Minéralisati on totale en °	Capacité d'échange en litres
10	450
20	200
30	150
40	130

## CARACTERISTIQUES :

- Volume résine 2,5 litres
- Débit MAX 60 L/H
- Pression entrée MAX 4 bars
- Température d'entrée MAX 40°C
- Hauteur 650 mm - Largeur 195 mm - Profondeur 130 mm
- Produit de l'eau de type 2

## Contenu du kit :

- Consommables nécessaires au démarrage de l'installation
- Volume de résine 2.5 litres
- Kit mural

(\*) Mise en service et formation sur demande

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.