

Déminéralisateur complet par résine 2,5 l



CARACTERISTIQUES :

- Volume résine 2,5 litres
- Débit MAX 60 L/H
- Pression entrée MAX 4 bars
- Température d'entrée MAX 40°C
- Hauteur 650 mm - Largeur 195 mm - Profondeur 130 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 804,38 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

VEOLIA WATER : l'expert global des cycles de l'eau pour l'industrie et le laboratoire.

EVOLUTIF

Simple cycle (par alimentation eau brute ou polissage osmoseur).

Double cycle possible (mise en place de deux AQUADI 250 en série pour une qualité optimale et constante de 10M?.cm

SIMPLE À INSTALLER

Seule une arrivée d'eau brute (ou eau osmosée) est nécessaire. Le montage et démontage s'effectue par raccords rapides.

PRATIQUE(*)

Montage mural, suivi de saturation de la résine par coloration. Changement du consommable par vos soins à l'aide de la clé fournie.

Performances :

Minéralisati on totale en °	Capacité d'échange en litres
10	450
20	200
30	150
40	130

CARACTERISTIQUES :

- Volume résine 2,5 litres
- Débit MAX 60 L/H
- Pression entrée MAX 4 bars
- Température d'entrée MAX 40°C
- Hauteur 650 mm - Largeur 195 mm - Profondeur 130 mm
- Produit de l'eau de type 2

Contenu du kit :

- Consommables nécessaires au démarrage de l'installation
- Volume de résine 2.5 litres
- Kit mural

(*) Mise en service et formation sur demande

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.