


## ElectroFour de microbiologie



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 585,71 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### **NOUVEAU DESIGN**

Encore plus de performance, 750°C en surface et 880°C au coeur du four...

Un dispositif conçu pour le travail du verre: couder le verre, border le verre, étirer pour la réalisation de pipettes Pasteur et de râteaux...

En l'espace d'une minute le verre peut être coudé, étiré...

Le flux d'air chaud créé par l'Electrofour peut facilement enflammer une allumette en l'approchant à environ 5 cm de la surface de chauffe

Deux poignées permettent de transporter le microbio sans aucun danger Interrupteur avec voyant de mise sous tension, fusible de protection.

Conformité à la norme CE.

Recommandé en microbiologie pour la stérilisation d'anses, la création d'un espace stérile autour de l'appareil, la stérilisation des cols de verrerie...

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.