

Electrolyseur à Electrodes Interchangeables



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 73,69 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Pour l'Electrolyseur à électrodes interchangeables :

4 paires électrodes sur bouchons caoutchouc : Nickel,fer,carbone et cuivre. Dimensions : Ø 7 x 50 mm

Electrolyseur à électrodes Nickel : 1 paire d'électrodes

nickel sur bouchon caoutchouc : Dimensions bouchon : Ø 2 x 50 mm.

Electrolyseur à électrodes platine : 1 paire d'électrodes platine sur bouchon caoutchouc:

Dimensions bouchon : Ø 7 x 50 mm

Caractéristiques :

Cuve en plastique Ø100 mm H 80 mm

Socle plastique stable Ø140 mm

Douilles de sécurité « banane » 4 mm

Pincés crocodile incluses

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.