

Electroscope à aiguille



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 30,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit Cet électroscope est un outil idéal pour illustrer les principes de l'électrostatique dans les salles de classe et les laboratoires de physique.

Son boîtier en tôle est solidement fixé à une base et un couvercle en plastique, garantissant robustesse et stabilité.

La fenêtre frontale en verre est conçue pour coulisser vers le haut, facilitant ainsi l'introduction de matériaux ionisants dans la chambre.

À l'intérieur, une lame métallique légère sert de pointeur, déviant visiblement lorsque la plaque de l'électroscope se charge. Une échelle graduée est incluse pour mesurer avec précision l'angle de déviation.

Dimensions 95 x 60 x 105 mm env.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.