

Filtre de rechange AEROPRO 150 (compatible avec AIRVIA Medical)



Remplacez votre filtre en toute simplicité Le filtre multicouche AEROPRO 150 peut être changé facilement directement par l'utilisateur en moins d'une minute grâce à une trappe intégrée. Soulevez simplement l'ancien filtre hors de la trappe, échangez-le avec le nouveau et profitez de votre air pur renouvelé. Pas besoin de technicien.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 236,80 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une merveille multicouche

Pesant 3,6 kg, notre filtre multicouche regorge de technologies à haute efficacité, lui conférant un large spectre d'action et le rendant efficace contre toutes les formes de pollution de l'air.

Le filtre est composé de 5 couches différentes : **Pré-filtre + Filtre antibactérien + Filtre HEPA H13 + Filtre à charbon actif + Photocatalyse**. Notez que la lampe UVC et l'ioniseur sont séparés et n'ont pas besoin d'être remplacés chaque année.

L'air passe d'abord à travers un préfiltre, suivi d'un filtre en fibre de bambou naturelle qui est pulvérisé avec un agent antibactérien. Ensuite, il passe par un filtre HEPA H13 de qualité médicale. HEPA signifie High Efficiency Particulate Air et est une certification européenne exigeant que 99,97 % des particules fines (jusqu'à une taille de 0,01 micron) soient éliminées en un seul passage. Les prochaines étapes sont le filtre à charbon actif et une couche de photocatalyse pour éliminer toute pollution chimique.

Durable et peu polluant

Le filtre AEROPRO 150 est remarquablement durable, d'une durée moyenne de 12 mois. Une alarme d'indicateur de filtre sur l'application vous indiquera quand il est temps de le remplacer.

Nous n'utilisons aucun matériau toxique dans nos filtres.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.