

Générateur de vapeur 400W



Ce générateur de vapeur vous permet de produire efficacement et sans danger de la vapeur d'eau pour vos expérimentations.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 747,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Solutions de chauffage: Générateur de vapeur 400W

Ce générateur de vapeur vous permet de produire efficacement et sans danger de la vapeur d'eau pour vos expérimentations.

Le réservoir de 1 litre est chauffé électriquement avec une sortie variable ajustable jusqu'à 400 watts. Vous contrôlez ce générateur via un panneau sécurisé.

Les dangers de la surchauffe sont éliminés par le coupe circuit qui déconnecte l'alimentation électrique si le niveau d'eau devient faible.

Dimensions : 150x190x170mm

Masse : 3 kg

Alimentation : 220V – 50/60Hz

Capacité du réservoir : 1 litre

Régulation de température : 9 niveaux de programmation

Temps de préchauffage : 20 minutes

Accessoire conseillé : TDA 420038

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.