

Kit de 2 Diapasons sur Boîtes



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 56,60 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce kit est un équipement indispensable pour étudier la relation entre Fréquence et Ton...

Les diapasons en aluminium de grande qualité sont montés sur une caisse de résonance en bois massif, ils sont équipés d'une masse coulissante...

De nombreux sujets peuvent être explorés: Utilisation du diapason, Résonance, Interférences, Battements...

Les diapasons produisent la fréquence de 440 Hz, qui est ensuite modifiée par ajustement des masses...

Dimensions 140 x 70 x 200 mm - 400 g (chaque).

Kit livré avec maillet caoutchouc.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.