


Kit Fibre Optique



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 20,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Kit Fibre Optique OP 28865

Ce kit est destiné à démontrer la transmission de lumière dans une fibre optique et la transmission de signaux modulés au photodétecteur. Le kit est constitué d'une fibre optique de 2 mètres et 2,2 mm de diamètre et d'un adaptateur de montage sur les lasers de la gamme Phylab.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.