

Kit Gène humain dans un tube



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 170,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Ce kit permet aux étudiants d'extraire et de précipiter leur propre ADN.

Portez fièrement votre ADN autour du cou!

A l'issue du TP, toujours réussi, les étudiants peuvent mettre leur ADN dans un tube utilisable comme pendentif de collier.

Ce kit comprend les éléments suivants pour 26 utilisateurs: notice de TP, tampon de lyse, solution de NaCl, protéases, tampon Tris, solution de bleu de méthylène Plus, microtubes à centrifuger, applicateurs stériles à embout en coton, pipettes de transfert, tubes pour la précipitation de l'ADN, tubes Gene Tubes et fil.

Autres éléments nécessaires : alcool glacé (95% d'éthanol ou d'alcool isopropylique) et bain-marie à 56 °C.

Le TP est réalisable en 30 minutes.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.