


Laboratoire de précision : Optique Géométrique et Focométrie



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2088,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Une composition pensée pour les TP d'Optique au Lycée

Ce kit composé d'un Profilé de Précision et de nombreux composants d'optique permet de disposer de tout ce qui est nécessaire à la mise en place des principaux montages expérimentaux au Lycée...

Composition :

- Un profilé de Précision de 2000 mm
- Un jeu de pieds à double vis callantes
- 6 Cavaliers standards
- 1 Cavalier excentré

- 1 Source 50 W 12 V
- 1 Disque d'optique géométrique
- 1 Coffret de Prismes et Miroirs
- 1 Ecran blanc quadrillé
- 8 Supports à bague pour composants diamètre 40 mm
- 1 Support rotatif pour diapositives et diaphragmes
- 1 Diaphragme à Irirs
- 1 Jeu de Filtres Colorés 50 x 50 mm
- 1 Jeu de 7 Diaphragmes 50 x 50 mm
- 1 Prisme équilatéral en Flint
- 1 Table porte prisme avec étau
- 1 Lentille biconvexe $F= 50$ mm
- 1 Lentille biconvexe $F= 100$ mm
- 1 Lentille biconvexe $F= 125$ mm
- 1 Lentille biconvexe $F= 200$ mm
- 1 Lentille biconvexe $F= 500$ mm
- 1 Lentille biconcave $F= -100$ mm
- 1 Miroir concave $F=+200$ mm
- 1 Miroir Plan

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.