

Lave-verrerie de laboratoire



Note : Pas noté

Prix

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

La vaisselle est une corvée au laboratoire comme à la maison.

Les prix des lave-verrerie à injection décourage les utilisateurs des laboratoires d'enseignement.

Nous avons demandé à Electrolux d'adapter un modèle ménager pour permettre de laver de la verrerie de laboratoire.

Le modèle réalisé prend en compte l'agressivité des produits, les joints caoutchoucs sont remplacés par des joints Téflon.

La cuve inox est prévue avec une sécurité anti-débordement.

Un Triple Filtre Autonettoyant assure une grande longévité à votre appareil.

Ce lave verrerie reste cependant un appareil ménager, il est donc souhaitable de bien rincer la verrerie avant le lavage, afin que les produits corrosifs soient très étendus.

Panier fil inox destiné à regrouper les tubes à essai, 2 paniers peuvent être positionnés en partie basse.

(Le panier n'est pas livré avec l'appareil...à commander séparément).

Un panneau de contrôle simple d'utilisation...

Séchage Actif par Condensation

Consommation: 21 litres par programme

3 Programmes de lavage - Température 65°C

Touche Marche/Arrêt avec voyant.

Plan amovible pour encastrément

Panier Supérieur réglable

Faible encombrement

Dimensions : 600 x 600 x 850 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.