

Le Sonomètre Enregistreur de Précision



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 641,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Surveillez vos niveaux d'exposition au bruit...

Ce sonomètre enregistreur est conçu pour évaluer les ambiances ou nuisances sonores conformément aux impératifs de sécurité et à la législation en vigueur.

Construit dans un boîtier robuste et compact, il est doté d'une très grande capacité d'enregistrement :

32 000 valeurs

conforme IEC 651 type 2

4 gammes de mesure de 30 à 130dB

Précision : $\pm 1,5$ dB

Résolution : 0,1dB

2 temps d'intégration : lent et rapide

2 courbes de pondérations : dB(A) et dB(C)

Mémoire de 32 000 valeurs

Cadence d'acquisition : de 1s à 1h

Sortie RS232 : extraction de données, pilotage du sonomètre à partir d'un PC pour augmenter la capacité d'enregistrement, possibilité de le positionner sur un trépied

Livré avec logiciel d'exploitation des données

dimensions 205 x 60,5 x 38mm 230g

Calibrateur C.A 833 : source réglée à 94 et 114 dB

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.