

Les plonges



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 933,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Largeur 700 mm ou 600 mm
Dessus : inox AISI 304L avec bords anti-ruissellement
Bords droits tombés de 40 mm
Angles droits
Egouttoir : cannelé
Livrée avec bonde et tube surverse simple
Trou pour robinetterie Ø 31 (cache-trou en option)
Dossier plat (ht 100 x l. 20 mm) arrière non fermé
Bandeau tout inox

Cuve de :

- 500 x 500 x 300 pour Tables en 700 mm
- 500 x 400 x 300 pour Tables en 600 mm

Etagère basse en option type ETG
Coins soudés
Pieds en tube inox AISI 304L, Ø 38 mm démontables
Vérins ABS réglables sur 30 mm

Les plus :

Montage des pieds sans outil par emboîtement dans les bandeaux inox - Système breveté
Livraison démontée
Etagères basses en inox AISI 304L 15/10ème (en option)

A préciser lors de la commande : égouttoir à Droite ou à Gauche

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.