

Machine à paillettes de glace 85 Kg



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 4376,25 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Fabrication de glace en grains non agressive, par système à vis sans fin (évaporateur cylindrique vertical).

Stockage jusqu'à 13 Kg.

Capacité de production 85 kg / 24 h.

Alimentation 220 V 50 Hz, puissance 420 W

Carrosserie Inox 18/8.

Raccordement Eau 3/4 gaz

Vidange 20 mm

Livrée avec filtre anti-boue

Dimensions : 550 x 610 x 880 mm

Garantie 2 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

