

### Manomètre (seul)



Note : Pas noté

#### Prix

Prix ??TTC : 24,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

#### Description du produit

Le manomètre est constitué d'un tube en U fixé par clips sur une échelle graduée.

En plongeant une sonde dans un liquide on peut observer et mesurer à l'aide du manomètre, la pression exercée par le liquide sur la capsule... Vous pouvez aussi utiliser un capteur de pression... pensez à nos solutions ExAO qui vous offrent une approche différente et analytique de vos sujets d'expérimentation...

#### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.