

Meubles sous paillasses mixtes Portes / Tiroirs - Hauteur 800 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 448,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Nouveau... Les meubles sous paillasses Mixtes équipés d'une partie placard et d'un tiroir au dessus du Placard. Ils sont proposés en largeur 600 ou 800 mm

Tous les meubles sont proposés en une seule profondeur 450 mm, laissant l'espace nécessaire aux passages des canalisations sous paillasses murales.

La façades est complétée d'une poignée filante.

Un habillage de qualité en panneaux de mélaminé gris clair d'épaisseur 19 mm bordés de rives PVC constituent le corps du meuble.
4 Roulettes monodirectionnelles permettent de déplacer les meubles pour le nettoyage sous paillasses.

Autres couleurs ou poignées designe en option.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

