

Microscope Binoculaire 1000x à Objectifs HI-PLAN Achromatiques - Modèle avancé Leica LEI 13504 "DM 750"



- Modèle recommandé pour des observations de Biologie Végétale, grâce à des objectifs à plan large qui permettent d'obtenir une observation de grande qualité même en pourtour de l'échantillon. - Le DM 750 permet une grande maîtrise des réglages : apport de lumière, contraste...etc, tout peut être réglé par l'observateur. - Equipé de nouveaux objectifs « DRY » en standard... La technologie Immersion Huile et ses inconvénients sont remplacés par une observation « SANS HUILE » de très haute résolution ! - Condenseur standard pour des agrandissements 4x – 100x

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1980,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

LEICA DM750 – L'ENSEIGNEMENT DES SCIENCES POUR UNE NOUVELLE GÉNÉRATION

Le microscope Leica DM750 est spécialement conçu pour les besoins multiples de cours avancés de sciences naturelles, ainsi que pour des formations professionnelles dans les écoles vétérinaires, dentaires et de médecine.

MULTIPLES POSSIBILITÉS

- » Condenseur standard pour des agrandissements 4× – 100×
- » Condenseur à tourelle de phase pour un fond clair et un contraste de phase
- » Condenseur à bascule pour faibles agrandissements
- » Le DM750 est disponible avec une tourelle à 4 ou 5 positions.

RÉSISTANCE À L'USURE

- » La finition spéciale de la platine offre une protection supplémentaire contre les risques de friction.

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- » La fermeture temporisée permet de réaliser des économies d'énergie en coupant automatiquement l'éclairage après 2 heures d'inactivité.

MISE AU POINT, CONTRASTE ET ÉCLAIRAGE DE TOUTE PREMIÈRE QUALITÉ

- » Les boutons de mise au point pondérés assurent l'inertie nécessaire et une extrême précision de la mise au point.
- » Le diaphragme de champ de Koehler est disponible en option pour des fonctions optimales de contraste et d'éclairage.

DES OBSERVATIONS SIMULTANÉES EN TOUTE SIMPLICITÉ

- » La gamme de tubes d'observation combine rotation libre et fixation sûre au statif.
- » Les tubes d'observation standard sont équipés de vis de blocage de l'oculaire pour éviter que ces derniers ne soient perdus.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.