

## Microscope Trinoculaire 1000 x à NéoLED et Ojectifs PLANS IOS - EU 3630 “iScope”



Tête : Trinoculaire inclinée à 30°, tournante sur 360° Objectifs : PLANS (IOS) corrigés à l'Infini 4x/ 0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25  
Objectifs : 40x Rétractable et 100x à Immersion à Huile. Eclairage : transmis NeoLED™ de Kohler de 3W avec intensité réglable Alimentation : Interne

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 1560,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

## Description du produit



Les iScope sont des appareils de pointe qui ont été spécialement conçus pour les applications des sciences de la vie et des sciences biomédicales

Grâce à la grande puissance de résolution des objectifs et à l'éclairage transmis NeoLED de 3W, ces microscopes peuvent être utilisés pour toutes les applications exigeantes mais aussi pour la recherche fondamentale.

### + CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES COMMUNES ISCOPE

Le iScope est disponible dans différentes configurations.

- **Oculaires** : EWF10x/22 mm ou EWF10x/20mm
- **Têtes** : Binoculaires et Trinoculaires
- **Tourelle** : à objectifs Quintuple
- **Objectifs** : DIN E-Plan IOS EPL IOS 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 à immersion d'huile
- Ou**
- **Objectifs** : DIN Plan IOS PL IOS 4x/0.10, 10x/0.25, 20x/0.40, S40x/0.65, S100x/1.25 à immersion d'huile
- **Platine** : sans crémaillère de 216 mm x 150 mm avec platine mécanique intégrée de 79 x 52 mm
- **Condenseur** : d' Abbe O.N 1.25 réglable en hauteur
- **Mise au point** : macrométrie et micrométrie coaxiale
- **Eclairage** : transmis NeoLED™ de 3W avec alimentation interne de 85V-240V
- **Capteur** : iCare pour économie d'énergie (Auto-extinction, en absence de manipulation)
- CSS - Système de rangement de câble dans le Statif

## Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.