

Mini Agitateur Basculant 683/10



Capacité : 12 tubes Max. tube taille (ØxL) : 20x170 mm Vitesse de bascule : 15 rpm Plate-forme : 255x175 mm Dimensions (LxWxH) : 350x200x95 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 566,40 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

La plate-forme est dotée d'un mouvement de bascule vers le haut et vers le bas.

La vitesse d'agitation est douce et constante assurant une agitation optimale des échantillons.

La plate-forme est recouverte d'un plateau en caoutchouc amovible qui évite aux tubes de glisser.

Agitation & Centrifugation: Mini Agitateur Basculant 683/10

Capacité : 12 tubes
Max. tube taille (ØxL) : 20x170 mm
Vitesse de bascule : 15 rpm
Plate-forme : 255x175 mm
Dimensions (LxWxH) : 350x200x95 mm

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.