

Mini calorimètre de Joule complet



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 32,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Il est constitué d'un récipient de 75 x 85 mm, de capacité 180 ml en polystyrène et d'un couvercle de Joule en Plexiglas. Celui-ci est muni d'un orifice pour le passage d'un thermomètre.

Une résistance chauffante de 2,2 Ohms montée sur le couvercle avec 2 bornes 4 mm, permet un chauffage rapide.

Les éléments peuvent être commandés séparément.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.