



## Modèle d'Oeil Humain agrandi 5 fois



Dimensions : 33 x 23 x 20 cm env. Poids 3,5 kg environ

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 178,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ce modèle montre les deux côtés d'un oeil qui est agrandi 5 fois.

Un côté du modèle montre l' orbite de l'oeil avec une coupe sagittale et le fond de l'oeil et la structure fine au microscope électronique de la rétine sont présentées séparément .

De l'autre côté , il montre le positionnement d'un oeil avec des muscles entourés et des nerfs

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.