



## Modèle du Poumon Transparent avec Structures Internes



Grossissement x 2 Livré sur socle

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 120,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

### **MODÈLE DE POUMON TRANSPARENT**

Ce modèle de poumon illustre clairement la structure des poumons grâce à sa structure externe transparente. Ce modèle de poumon transparent a été spécialement conçu pour illustrer la structure des poumons et faciliter la visualisation de leur anatomie, tant à des fins pédagogiques que de démonstration. À cet effet, l'anatomie externe du modèle de poumon est en plastique transparent, et les poumons et l'arbre bronchique sont composés de segments, chacun de couleur différente.

### **DÉTAILS DU PRODUIT**

Modèle de poumon 3D Transparent

Coloré pour illustrer clairement la distribution de l'arbre bronchique.

Ce modèle de poumon est fabriqué en plastique transparent robuste.

Agrandi 2x

Pour démonstration ou exposition.

Monté sur socle.

Dimensions (L x H x l) : 96 x 32 x 16 cm

Poids : 4,3 kg

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.