

## Module 2 x 4 Injecteurs pour Verrerie à Col et Flacons (8 buses 6x220 mm) sans Blocage



Module à injection prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 8 buses. Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc. Équipé de 4 gicleurs A 840 et de 4 gicleurs A 841 Composant du système EasyLoad Distance entre gicleurs 118 mm en largeur, 118 mm en profondeur

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 466,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...  
Paniers Avec Injection pour Modules Spécifiques...

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.