

Module 3 x 6 Injecteurs pour Verrerie à Col et Flacons (18 buses 4x160 mm) sans Blocage



Module à injection prise en charge optimale de la verrerie de laboratoire – avec 18 buses. Pour div. verrerie de labo, v. erlenmeyers, ballons gradués, etc. Équipé de 9 gicleurs A 842 et de 9 gicleurs A 843 Composant du système EasyLoad Distance entre gicleurs 78 mm en largeur, 78 mm en profondeur

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 739,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...
Paniers Avec Injection pour Modules Spécifiques...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.