



## Module 4 x 8 Injecteurs pour Verrerie à Col et Flacons (32 buses 2.5x110 mm) sans Blocage



Module à injection pour prise en charge optimale de verres de laboratoire – équipé avec 32 buses. Pr verrerie de labo : flacons Erlenmeyer, ballons gradués, etc. Avec 16 buses A 844 et 16 buses A 845 Fait partie du système SimpleLoad Distance entre les buses 60 mm de largeur, 57 mm de profondeur

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 904,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...  
Paniers Avec Injection pour Modules Spécifiques...

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.