

Module pour 98 Tubes à Essais ou à Centrifuger



Module pour la prise en charge optimale de jusqu'à (Wert)98 petits tubes. Convient par ex. 98 tubes à centr., flacons & tubes à essai. Hauteurs de chargement sont différentes selon le positionnement Respectivement une pièce utilisable dans les paniers A 100, A 150 & APLW 106

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 2360,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...
Paniers Avec Injection pour Modules Spécifiques...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.