

## Modèle de Bobines d'Inductions



Note : Pas noté

### Prix

Prix ??TTC : 49,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Ensemble destiné à l'étude des courants induits.

Deux solénoïdes de caractéristiques différentes associés à une tige de fer doux coulissent l'un dans l'autre.

Les solénoïdes sont constitués d'un enroulement de cuivre différents.

L'Ensemble est positionné verticalement sur support en Bois.

Connexion des deux bobines par fiches bananes Ø 4 mm sur douilles de sécurité.

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.