

## Multimètre Digital Collège



OFFRE SPÉCIALE Dans la limite des stocks disponibles !

Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 18,90 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

2000 points.

Réglage manuel

Afficheur LCD 3 1/2 digits.

Hauteur 21 mm

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor, Test de Continuité

Protection par fusible sur calibre mA

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

DCV: 200mV-2V-20V-200V-600V - 0,1 mV

ACV: 2V-20V-200V-600V - 1 mV

DCA: 200mA-2mA-20mA-200mA-10A - 0,1 mA

ACA: 2mA-20mA-200mA-10A - 1 mA

R: 200ohms-2k-20k-200k-2M-20M - 0,1 ohm

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.