

## Multimètre Analogique Metrix MX1



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 289,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Multimètre analogique, robuste et solide grâce à son boîtier surmoulé et étanche.

Il bénéficie d'une protection sur tous les calibres et d'une alarme de sécurité lorsqu'il est positionné en ohmmètre.

Tension continue de 150mV à 1500V - précision classe 2

Tension alternative de 5 à 1500V Mesure moyenne

Bande passante de 16Hz à 1kHz

Courant continu de 50mA à 10A

Courant alternatif de 500mA à 10A

Résistance de 20kOhms à 2MOhms

Continuité avec bip

Test diode

dB de -6 à 66

Dimensions : 155 x 98 x 40mm, masse 420g

Protection IP65 , Sécurité IEC 61010-1 Cat.III, 600V - Cat.II

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.