

## Multimètre Digital Economique



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 13,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

2000 points.

Réglage manuel

Afficheur LCD 3 1/2 digits.

Hauteur 12 mm

Gammes: DCV, ACV, DCA, OHM, Test de Diode, Test de Transistor

Protection par fusible sur calibre mA

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

DC V: 200mV-1000V+ 0.5%+2

AC V: 200mV-750V+ 1.2%+10

DC A: 200 ohmA -10A + 1%+2

Resist: 200Ohm-2000KOhm + 0.8% +2

**Commentaires des clients**

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.