

Multimètre Digital Ergonomique 2000 pts



Réglage manuel

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 50,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Afficheur LCD 31/2 digits, 14 mm

Bargraph à 42 segments sur le modèle

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor, Test de Continuité...

Fonctions Hold et Arrêt automatique

Protection par fusibles.

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.