

Multimètre Digital TRMS



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 95,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

3200 points.

LCD 3 1/2 digits, 14 mm et

bargraph 34 segment

Réglage manuel / automatique

Gammes: DCV, ACV, DCA, ACA, OHM,

Test de Diode, Test de Transistor, Test de Continuité

Protection par fusible sur calibre mA

Norme CE et IEC 1010-1 cat II 500V

DCV: 0 - 320mV, 3.2, 32, 320, 600V

ACV: 0 - 320mV, 3.2, 32, 320, 600V

DCA: 0 - 320m A, 3200m A, 32, mA, 320mA, 10A

ACA: 0 - 320m A, 3200m A, 32, mA, 320mA, 10A

R: 0 - 320 , 3.2K , 32K , 320K , 3.2M 32M

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.