

Panier de Base Haut – Hauteur de Chargement 215 mm



Panier supérieur réglable en hauteur, pour une prise en charge optimale des compléments. Hauteur chargement 160 +/- 30 mm, largeur 475 mm, prof. 443 mm Avec bras de lavage intégré

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 582,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Paniers et Modules à Combiner pour Tous les Modèles Miele de notre gamme...
Les Paniers « de Base » Sans Injection et Compléments...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.