

Panier polypro 120 x 110 x 140 mm



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 13,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Panier polypropylène pour tubes

- Modèle 120 x 110 x 140 mm L 764

- Modèle 160 x 160 x 160 mm L 765

Panier destiné à regrouper les tubes à essai, 2 paniers peuvent être positionnés en partie basse du lave-verrerie de laboratoire L470.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.