

Parallélogramme déformable



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 68,63 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Cet équipement permet la mise en évidence du polygone de sustentation en illustrant comment la stabilité de l'ensemble dépend de la localisation du centre gravité par rapport à la base.

La position du centre de gravité est clairement matérialisée par le fil à plomb et peut être modulée par déformation du parallélogramme.

La base mesure 100 x 120 mm.

L'ensemble a une hauteur maximum de 260 mm.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.