

Plots techniques handicapé profondeur 750 mm



Une paillasse humide se compose : d'un plot technique + une paillasse sèche à choisir dans la catégorie "paillasses sèches".

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 888,75 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Le plot PMR est revêtu de Grès Emaillé, de Verre Emaillé ou Trespa.

Des joints anti-acides adaptés au revêtement (Joint double composant pour le grès, ou silicone pour le verre ou Trespa) assurent l'étanchéité de la cuve et du pourtour du plateau

Le plot PMR possède une cuve à fond plat optimisée pour l'utilisation de fauteuils roulants.

Robinet mélangeur avec commande au coude livré en standard.

Le meuble est un caisson fermé par une double porte battante condamnable par serrure à clés.

Celui-ci est décalé de 30 cm vers l'arrière pour laisser l'accessibilité à un fauteuil roulant.

L'Ensemble est réalisé en panneaux mélaminés de 19 mm

Vérins de mise à niveau avec platine de fixation monobloc. Course de 50 mm

Hauteur des Plots handicapé à 800 mm.

PENSEZ A L'INSTALLATION !

Les raccordements peuvent être réalisés par nos équipes d'installateurs.

Nous demandons alors de prévoir les attentes nécessaires selon les plans de trémies fournis par notre bureau d'étude.

Nos réalisations : <http://www.biolab.fr/index.php/nos-realisations>

En standard Mobilab livre avec chaque plot, un siphon décalé, une alimentation flexible, un robinet avec commande au coude.

D'autres robinets sont possibles sur demande (robinets infra-rouge...)

Prévoir les attentes bien en arrière du plot en raison de la largeur étroite du caisson !

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.