

Pompe à vide chimiquement résistante



débit nominal : 18 l/min vide : 105 mbar / 680 mmHg puissance maximale : 90 W embout pour tube : Ø 8 mm

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1960,88 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Chimiquement résistante, particulièrement adaptée aux gaz et vapeurs agressifs ou corrosifs car toutes les parties en contact sont en Téflon. Pour équipements de filtration, extraction en phase liquide, électrophorèse sur gel, rotavapor (uniquement la référence VACU-R20-001). Pompe compacte et légère, 100% sans huile (propre et sans entretien). Fonctionnement silencieux (50 dB).

Protection anti surchauffe.

Rotation du moteur : 1450 rpm. 220V/50Hz.

Il est généralement recommandé d'utiliser une trompe à vide avec les pompes à vide, et cela est obligatoire dans les montages avec rampe de filtration

Garantie 2 ans.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.