

Rail 1950 mm de Précision Triangulaire



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 251,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Les Cavaliers pour Rails Triangulaires de Précision Supports coulissants pour accessoires d'optique.
Ce sont des modèles simples et économiques pour s'approcher de l'optique de grande précision...

Caractéristiques techniques

Cavaliers aluminium avec colonnette pour tige Ø 10

1 vis de bridage laiton sur le banc

1 vis de bridage laiton sur la colonnette

2 longueurs disponibles (50 et 100mm)

Index de repérage à lecture directe

Dimensions : 50 (100) x 57 x 140 mm

Bancs optique: Rail 1950 mm de Précision Triangulaire

Poids : 110 g (lg 50) - 190 g (lg 100)

Avantages produit

Un des meilleurs rapports qualité / prix de la catégorie.

Facilité de coulissement par patins.

Bridage du cavalier pour un excellent alignement sur l'axe optique.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.