

Réfractomètre numérique portable



gamme : 0-85% / 1,3330-1,5100 résolution : 0,1 / 0,0001 précision : 0,5 / $\pm 0,0005$

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 1170,00 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Réfractomètre numérique portable compensation automatique de la température 5°C-40°C, gestion automatique de l'alimentation et haute précision.

Gamme de mesure de température : de 0 à 40°C (précision de 0,5°C). Ecran large TFT de couleur avec rétro-éclairage, Fonction "contrôle à blanc" définie par l'utilisateur, design ergonomique durable et sans interférence de la lumière.

Mesure du degré Brix, de l'indice de réfraction (RI), du degré Oechsle, de la masse S / W, de l'alcool probable (AP) et du degré KMW (Babo).

Poids net : 200g.

Alimentation : 2 piles AAA (1,5 V).

Conforme à IP65, CE et ROHS.

Garantie 1 an

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

