

Réfrigérateur TOP 148 Litres



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 370,13 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Réfrigérateur encastrable sous paillasse

Volume net (total) : 148 L

Type de froid : statique

Volume net (réf.) : 141 L + Volume net (cong.) : 7 L

Nombre de compresseurs : 1, Nombre de circuits : 1

Régulation : mécanique

Porte réversible

Niveau sonore : 40 dB

Conso élec : 118 kWh/an

Label énergie : A+

Classe climatique : SN-ST

Le plus produit : Top amovible

Dégivrage manuel

Clayettes verre

Code EAN : 733254 339787 7

Disponibilité des pièces détachées : 10 ans
(donnée constructeur)

Dimensions (LxHxP) : 55 x 85 x 61,2 cm

Réfrigérateurs & machines à glaçons: Réfrigérateur TOP 148 Litres

Poids net : 32,25 Kg
Coloris : blanc

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.