

Sonomètre Enregistreur 16000 données



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 265,50 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Sonomètre digital, robuste et compact, il est doté d'une très grande capacité d'enregistrement : 16 000 valeurs.

Il est doté d'une interface RS 232 à infrarouge et d'un logiciel d'acquisition réglable de 0,5 à 5 secondes.

Ecran LCD 4 digits à affichage multiple avec bargraph et rétroéclairage.

conforme IEC 651 type 2

6 gammes de mesure de 30 à 130 dB

Précision : $\pm 1,5$ dB

Résolution : 0,1dB

Plage dynamique 50 dB

2 temps d'intégration : lent et rapide

2 courbes de pondérations : dB(A) et dB(C)

Fréquence de mesure 31,5 à 8000 Hz.

Mémoire de 16 000 valeurs

Cadence d'acquisition : de 1s

Durée d'enregistrement 5h en autonome, 45h connecté au PC

Sortie analogique DC 10 mV/dB - AC 0,707 Vrms fond d'échelle.

Fonctionne sur piles ou adaptateur secteur (non inclus)

dimensions 245 x 80 x 33mm 330 g

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.