## Sonomètre Numérique de TP





Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 164,25 €

Poser une question sur ce produit

## Description du produit

Sonomètre digital, robuste et compact. Meilleur rapport qualité/ prix. Ecran LCD 3 1/2 digits de 17mm. Gammes de mesure de 35 à 130 dB Précision: ±3,5dB (94 dB/ 1 kHz)

Résolution : 0,1dB

2 temps d'intégration : lent et rapide

Plage "low" (lent) : 35 à 100 dB, Sortie 38 mV/dB, 100 Ohms Plage "Fast" (rapide) : 65 à 130 dB, Sortie 8,3 mV/dB, 100 Ohms

Fréquence de mesure 31,5 à 8000 Hz. Sortie analogique DC 10 mV/dB, 100 Ohms. Fonctionne sur pile 9 V (non incluse) dimensions 253 x 63 x 30mm 250 g

## Commentaires des clients

1 / 2

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.

2 / 2