

Spectroscope Plat Gradué



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 25,70 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Un produit très simple, pédagogique et économique

Lecture directe de l'échelle des longueurs d'ondes

Structure carton

Réseau 530 Traits.

Graduation des longueurs d'ondes intégrée

Largeur de fente : 0,5mm

Tableau de correspondance éléments chimiques intégré

Dimensions : 185x115x25mm

Poids : 30 g

N'oubliez pas notre rubrique « Sources de Lumière Spectrale », dans laquelle vous retrouvez les tubes spectraux et lampes spectrales ainsi que tout le matériel nécessaire à la mise en oeuvre de TP de spectrométrie...

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.