

Terminal de contrôle (compatible avec AIRVIA Medical)



Contrôleur intelligent et capteur de qualité de l'air 2 en 1 Un mode nuit discret Nos purificateurs d'air sont remarquablement silencieux, ce qui leur permet de se fondre facilement dans n'importe quel environnement. Notre écran de télécommande Bluetooth est livré avec un mode veille pratique afin que vous puissiez vous reposer sans être dérangé par le niveau de bruit ou la lumière provenant de votre appareil.

Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 194,28 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Données sur la qualité de l'air en temps réel

Notre purificateur d'air est livré avec un écran de télécommande Bluetooth unique en son genre qui surveille en permanence la pollution de l'air et vous aide à obtenir une **compréhension complète de la qualité de l'air intérieur**. Il affiche les niveaux de pollution directement sur son écran (et il se synchronise également avec votre téléphone). En réponse à l'évolution de la pollution, l'AEROPRO 100 est capable d'**ajuster automatiquement sa vitesse** afin de maintenir des niveaux de sécurité basés sur les directives publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le terminal est équipé de capteurs PM2,5 et HCHO très précis d'une précision d'un demi-micron afin de vous garantir un air pur en suivant les niveaux de particules fines, d'allergènes en suspension dans l'air, de gouttelettes, d'aérosols et de pollution chimique.

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.