

## Thermomètre Digital à Tige Etanche



Note : Pas noté

**Prix**

Prix ??TTC : 14,20 €

[Poser une question sur ce produit](#)

### Description du produit

Sonde fixe en acier inoxydable de 145 mm de longueur.

Unités de température en °C / °F.

Gamme : -50 +300 °C (-58 + 572 °F), résolution : 0,1 °C/°F.

Dispose de la fonction « Hold » (fixation de la température).

### Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.