

Thermomètre numérique intérieur



Note : Pas noté

Prix

Prix ??TTC : 12,93 €

[Poser une question sur ce produit](#)

Description du produit

Thermo-hygromètre avec support pour mur ou table.

Unités de température en °C / °F.

Gamme de température : -10 +50 °C (+14 + 122 °F), résolution : 0,1 °C/°F.

Gamme d'humidité : de 20 % à 90%, résolution : 1%.

Fonctions : T° max., T° min. et zone de confort

Commentaires des clients

Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.